

Otriven

Meerwasser mit Eukalyptus

HALEON

Nasenspray

Natürliches hypertones Meerwasser mit Eukalyptus globulus-Aroma.

⚠ Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie Otriven Meerwasser mit Eukalyptus anwenden. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Bei einer Erkältung führt der entzündliche Prozess zu einer Schwellung der Nasenschleimhaut, einer verstopften Nase und einer erhöhten Schleimproduktion. Das hypertone* Meerwasser erzeugt einen Druckunterschied zwischen der Lösung und der Schleimhaut (osmotischer Effekt) und hilft so, das Anschwellen der Nasengänge zu verringern.

Das Produkt erweicht und löst den überschüssigen Schleim durch die osmotische Wirkung der hypertonen Lösung, die hilft Schleim und im Schleim eingeschlossene Bakterien und Viren durch Drainageeffekt aus der Nase zu entfernen.

*Hypertone Meerwasserlösungen unterscheiden sich von isotonischen Meerwasserlösungen dadurch, dass die Meersalzkonzentration auf 2,2 % eingestellt ist, um eine wirksame Linderung der Nasenverstopfung zu erreichen. Diese Konzentration gewährleistet auch, dass die Lösung sanft genug ist, um für die Nasenschleimhaut verträglich zu sein.

1. Was ist Otriven Meerwasser mit Eukalyptus und wofür wird es angewendet?

Otriven Meerwasser mit Eukalyptus ist ein Nasenspray, das natürliches, hypertones Meerwasser mit Eucalyptus globulus-Aroma enthält.

Die unverdünnte Lösung bewahrt außerdem die wichtigen Mineralien und Spurenelemente, die in Meerwasser enthalten sind.

Otriven Meerwasser mit Eukalyptus befreit die Nase bei Erkältung, Rhinopharyngitis/Nasopharyngitis und bei verstopfter Nase.

Die Anwendung von Otriven Meerwasser mit Eukalyptus befreit von nasal Symptomen und verbessert die Lebensqualität.

Otriven Meerwasser mit Eukalyptus ist ein natürliches, abschwellendes Nasenspray.

- Bietet eine wirksame, natürliche Linderung bei verstopfter Nase bei Erkältungen und Rhinosinusitis durch Abschwellen der Nasenschleimhaut.

- Reinigt die Nasengänge durch Drainage-Effekt.
- Hilft bei der Entfernung von im Schleim eingeschlossenen Bakterien und Viren mit natürlicher mechanischer Wirkung durch Drainageeffekt.
- Vermittelt ein angenehmes Gefühl von Erleichterung und Frische, trocknet nicht aus und spendet der Nasenschleimhaut Feuchtigkeit.

Otriven Meerwasser mit Eukalyptus ist für Kinder ab 6 Jahren und Erwachsene geeignet.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Otriven Meerwasser mit Eukalyptus beachten?

⚠ Kontraindikationen

Bei Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe darf das Produkt nicht angewendet werden.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie an Asthma leiden.

Verwenden Sie das Produkt nicht bei Kindern unter 6 Jahren.

Das Produkt darf in der Schwangerschaft oder Stillzeit nicht angewendet werden.

Bei Augenkontakt: Die Augen vorsichtig für mehrere Minuten mit Wasser spülen.

Folgende Nebenwirkungen können auftreten:

- Seltene Fälle von vorübergehenden nasalen Reizungen (< 0,001 %)
- In Ausnahmefällen Nasenbluten, Übelkeit, Kopfschmerzen (< 0,0001 %)

Wenn ein Symptom/eine Nebenwirkung auftritt, beenden Sie die Einnahme.

Kontaktieren Sie bei anhaltenden Symptomen Ihren Arzt.


Schwerwiegende Vorfälle müssen dem Laboratoire de la Mer und der zuständigen örtlichen Behörde gemeldet werden.

3. Wie ist Otriven Meerwasser mit Eukalyptus anzuwenden?

Für Kinder ab 6 Jahren und Erwachsene.

2 Sprühstöße in jedes Nasenloch bis zu 6-mal täglich. Kinder sollten bei der Anwendung von Eltern überwacht werden.

1. Schnäuzen Sie die Nase.
2. Nehmen Sie die Schutzkappe ab.
3. Vor der ersten Anwendung mehrmals pumpen, bis der Sprühnebel austritt, siehe Abbildung.
4. Mit aufrechtem Kopf in jedes Nasenloch sprühen und leicht durch die Nase einatmen.
5. Lassen Sie das Produkt einige Minuten einwirken, bevor Sie Ihre Nase schnäuzen.
6. Reinigen Sie den Sprühkopf nach jeder Anwendung, und setzen Sie die Schutzkappe wieder auf.
7. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort und bewahren Sie es in der Originalverpackung auf.



Verwenden Sie ein Produkt pro Person, um eine Ausbreitung der Infektion zu vermeiden.
Otriven Meerwasser mit Eukalyptus ist erhältlich als Dosierspray mit 20 ml Lösung.
Wenn die nasalen Symptome nach 10 Tagen weiterhin bestehen, suchen Sie eine medizinische Fachperson auf.

4. Was müssen Sie zu Ihrer Sicherheit noch beachten?

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es kaputt oder beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sein ursprüngliches Aussehen verloren hat.
- Darf nach Ablauf des auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr angewendet werden.
- Nach Anbruch darf das Produkt nicht länger als 6 Monate angewendet werden.
- Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.

5. Wie ist Otriven Meerwasser mit Eukalyptus aufzubewahren?

- Nicht über 25 °C lagern.
- Bei Raumtemperatur anwenden.

Inhaltsstoffe

97% Maris aqua, Sorbitol, Aroma (Minze-ätherisches Öl aus Eucalyptus globulus), Myristamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate & Aqua, Polyepsilon-Lysine & Aqua.
Setzt hypertonisches, unverdünntes Meerwassernasenspray mit Eukalyptus- Minzaroma per Dosierpumpe frei.
Ohne Konservierungsstoffe. Ohne künstliche Konservierungsstoffe. Ohne Treibgas.
Natürliche Formulierung.
Wirkstofffrei.

Laboratoire de la Mer, Avenue du Général Patton,
Z.A.C de la Madeleine, 35400 Saint-Malo, Frankreich
Medizinprodukt

Stand der Information: 2022-04 V03

Nasenspray
20 ml e



Vertrieb

Haleon Germany GmbH
80258 München
Tel.: 0800 664 5626
E-Mail: mystory.de@haelon.com



Medizinprodukt



Inhalt bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.



Beiliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen.



Temperaturbereich bei Lagerung.



Verwendbar bis



Chargenbezeichnung



Nach dem Gebrauch wegwerfen.



Recyclingsymbol für sonstige Pappe



Recyclingsymbol für Papier



Unique Device Identification - eindeutige Produktidentifizierung

A80-0

Marken sind Eigentum von oder lizenziert an Haleon.
© 2024 Haleon oder Lizenzgeber